

Plaster włókninowy APTEO 1 m x 8 cm



Status:

Wyrób medyczny

Przewidziane zastosowanie wyrobu:

- hipoalergiczny klej
- miękki, dobrze przylega do skóry
- pozwala skórze oddychać

Opakowanie:

1 sztuka

Sposób użycia:

Dopasować wielkość opatrunku i odciąć potrzebną długość.

Stosować na czystą i osuszoną skórę.

Opatrunek należy zmieniać codziennie.

Plaster jednorazowego użytku!

Producent:

Producent:

P.P.H. „DALPEX”

ul. Sołtysowicka 62A

51 - 168 Wrocław

www.dalpex.pl

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65

02-255 Warszawa

www.synoptispharma.pl