

# Gaza jałowa 0,25 m<sup>2</sup> APTEO



## Status:

Wyrób medyczny

## Przewidziane zastosowanie wyrobu:

Gaza przeznaczona jest do bezpośredniego opatrywania zranionej skóry, jako bariera mechaniczna, do ucisku lub absorpcji wysięków, a także jako wyrób chirurgiczny inwazyjny do krótkotrwałego użytku.

## Skład:

17 nitkowa, 100% bawełny.

## Opakowanie:

1 sztuka

## Środki ostrożności:

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. Gaza jest jałowa, tylko jeżeli opakowanie nie zostało wcześniej naruszone! Wyłącznie do użytku jednorazowego.

## Producent:

Producent:

P.P.H. „DALPEX”

ul. Sołtysowicka 62A

51 - 168 Wrocław

www.dalpex.pl

Dystrybutor:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65

02-255 Warszawa

[www.synoptispharma.pl](http://www.synoptispharma.pl)