

aquamer[®] isotonic

ok.
550
DAWEK

aquamer[®] isotonic – wyrób medyczny

postać: aerozol do nosa 50 ml; 550 dawek jednorazowych
produkt przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i dorosłych

Substancja czynna

1 ml aerozolu zawiera 9 mg soli morskiej z Morza Martwego

Aquamer isotonic aerozol do nosa jest izotonicznym roztworem soli morskiej pochodzącej z Morza Martwego. Przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji jamy nosowej: nawilża, przywraca naturalną zdolność samooczyszczania nosa i prawidłową produkcję śluzu, który chroni przed przesuszeniem i mechanicznym podrażnieniem (dym, kurz), usprawnia przepływ powietrza w górnych drogach oddechowych. Regularne stosowanie zmniejsz ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych. Aquamer isotonic zapewnia delikatną aplikację i nie uszkadza śluzówki jamy nosowej. Może być stosowany u niemowląt, dzieci i dorosłych.



Kiedy stosować aquamer[®] isotonic aerozol do nosa:

- do codziennej higieny nosa
- w niedrożnościach nosa spowodowanych infekcjami wirusowymi lub bakteryjnymi
- przy alergicznych nieżytach nosa
- w przypadku suchej i podrażnionej błony śluzowej nosa
- pomocniczo przed podaniem leków kortykosteroidowych do nosa
- pomocniczo w łagodzeniu długotrwałego używania kropli obkurczających śluzówkę

Jak używać aquamer[®] isotonic aerozol do nosa: niemowlęta i dzieci poniżej jednego roku życia: 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie. Dorośli i dzieci powyżej pierwszego roku życia: 1-2 rozpylenia do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie.

ok.
550
DAWEK

550 dawek
jedorazowych



sól
z Morza Martwego



doskonała
tolerancja

KROTEX